

 <p>ASP ENNA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Azienda Sanitaria Provinciale Enna</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MODALITÀ OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE ORO-RINOFARINGEO RAPIDO</b></p>	<p style="text-align: right;">Rev. 0.0 12/04/2021 Pagina 1 di 1</p>
--	--	---

Presso la ASP di Enna sono disponibili due differenti apparecchiature per l'esecuzione dei tamponi molecolari rapidi che richiedono tempi diversi per l'esecuzione. Le due apparecchiature nella fase preanalitica utilizzano materiali differenti distinti dalla differente colorazione del tappo (TAPPO **ROSSO** o TAPPO **BLU**).



### **ESECUZIONE DEL TAMPONE RAPIDO MOLECOLARE TAPPO **ROSSO** /TAPPO **BLU**.**

Con lo stesso tampone effettuare **prelievo orofaringeo e rinofaringeo** (entrambe le narici secondo questo ordine) e chiedere di soffiarsi il naso se si presentano secrezioni.

MATERIALE necessario:

N. 1 PROVETTA TAPPO ROSSO/TAPPO BLU CREDO DIAGNOSTICS

N. 1 TAMPONE (ASTA IN PLASTICA)

1. APRIRE LA PROVETTA TAPPO ROSSO/BLU
2. ESEGUIRE IL TAMPONE OROFARINGEO (tampone tra i pilastri tonsillari e strofinare delicatamente le tonsille o la regione tonsillare, se asportate)
3. CON LO STESSO TAMPONE UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL TAMPONE OROFARINGEO, ESEGUIRE IL TAMPONE RINOFARINGEO (introdurre il tampone nella narice orientandolo verso il rinofaringeo, che esternamente corrisponde al condotto uditivo esterno e delicatamente appoggiarlo sul pavimento della fossa nasale, perpendicolarmente al volto e spingerlo posteriormente, sempre parallelamente al pavimento della fossa nasale)
- 4a. TAMPONE TAPPO BLU:** STEMPERARE IL TAMPONE ORO-RINOFARINGEO NEL BUFFER ALL'INTERNO DELLA PROVETTA GIRANDOLO CONTRO LE PARETI DELLA PROVETTA STESSA PER 15 VOLTE (15X)
- 4b. TAMPONE TAPPO ROSSO:** RIPORRE NEL SUO TERRENO DI TRASPORTO.
5. GETTARE IL TAMPONE NEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI A RISCHIO INFETTIVO.
6. RICHIUDERE LA PROVETTA CON IL TAPPO ROSSO/ BLU, APPLICARE L'ETICHETTA IDENTIFICATIVA GENERATA DAL SISTEMA DI ACCETTAZIONE ED INVIARLA IN LABORATORIO, ALL'INTERNO -BUSTE BIOHAZARD DOPPIA TASCA