

	Azienda Sanitaria Provinciale Enna ESSUDATO DA LESIONI CUTANEE MOD06/DIPS/PATC/PG002	v. 0.0 20/10/2021 Pagina 1 di 1
---	--	---------------------------------------

ESSUDATO DA LESIONI CUTANEE (lesioni da pressione, ulcere vascolari, ulcere piede diabetico, ferite chirurgiche, ecc.)

La coltura standard prevede la ricerca di batteri aerobi e lieviti.

MATERIALE PER LA RACCOLTA Tampone sterile con terreno di trasporto

MODALITA' DI PRELIEVO Nelle lesioni aperte: Preparare il letto della ferita irrigandola con soluzione fisiologica e rimuovendo, dove possibile il tessuto devitalizzato; selezionare la zona dove eseguire il tampone, cercando il tessuto di granulazione più profondo.

Come raccogliere il campione: o ruotare il tampone su un'area di 1 cm², possibilmente nella parte più profonda dell'ulcera, comunque sul tessuto di granulazione; o imprimere una pressione sufficiente da far rilasciare l'essudato dall'interno dei tessuti profondi dell'ulcera – mantenere la pressione per almeno 5 secondi. Dato che ciò potrebbe essere doloroso, avvisare il paziente e garantire un'adeguata gestione del dolore.

NON FARE: Il campione non va raccolto prima della detersione della lesione. Non eseguire il tampone sul tessuto necrotico (nero o giallo, necessariamente colonizzato da batteri o raccogliendo materiale purulento).

INVIO E CONSERVAZIONE: Consegnare in Laboratorio rispettando gli orari di consegna. E' possibile conservare il tampone in frigorifero fino a 24 ore.