

	<p style="text-align: center;">Azienda Sanitaria Provinciale Enna</p> <p style="text-align: center;">LIQUOR</p> <p style="text-align: center;">MOD07/DIPS/PATC/PG002</p>	<p style="text-align: right;">v. 0.0</p> <p style="text-align: right;">20/10/2021</p> <p style="text-align: right;">Pagina 1 di 1</p>
---	--	---

L'esame chimico-fisico e batteriologico del LIQUOR deve essere immediatamente inviato in laboratorio, previa comunicazione telefonica al dirigente dell'UOC di Patologia Clinica, il campione deve arrivare in laboratorio massimo entro 30 minuti dal prelievo.

L'esame Liquor in routine deve pervenire in Laboratorio dal Lunedì a Venerdì entro le ore 9.30.

MATERIALE PER LA RACCOLTA Ago e siringa sterile; 2-3 provette sterili con tappo a vite.

MODALITÀ DI PRELIEVO: Il prelievo è manovra di pertinenza specialistica.

Raccogliere il liquor possibilmente in due/tre provette sterili

INVIO E CONSERVAZIONE Inviare subito al Laboratorio tutti i giorni h24, affidando il campione all'operatore presente. Il tempo critico di conservazione è di 30 minuti a temperatura ambiente.