

Azienda Sanitaria Provinciale Enna

TAMPONE AURICOLARE

MOD10/DIPS/PATC/PG002

v. 0.0

20/10/2021

Pagina 1 di 1

MATERIALE PER LA RACCOLTA: Tampone sterile con terreno di trasporto

MODALITÀ DI PRELIEVO: Il prelievo prevede l'inserimento nella curvatura del condotto uditivo esterno di tampone, per la raccolta del materiale che fuoriesce dal timpano.

INVIO E CONSERVAZIONE Consegnare il campione al Laboratorio rispettando gli orari di consegna. E' possibile conservare il tampone in frigorifero fino a 24 ore.