

Azienda Sanitaria Provinciale Enna

LIQUIDO SEMINALE SPERMIOCOLTURA – SPERMIOGRAMMA

MOD14/DIPS/PATC/PG002

v. 0.0

20/10/2021

Pagina 1 di 1

MATERIALE PER LA RACCOLTA: 1 contenitore sterile di plastica a bocca larga con tappo a vite

MODALITA' DI PRELIEVO: il paziente deve astenersi dai rapporti sessuali nei 3-4 giorni precedenti l'esame - aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana - il prelievo deve essere preceduto da una accurata pulizia dei genitali esterni e delle mani - la raccolta del seme deve avvenire tramite masturbazione direttamente in un contenitore sterile.

INVIO E CONSERVAZIONE Conservazione a temperatura ambiente e consegnare al laboratorio il prima possibile, entro 30 minuti dal prelievo.