

	<p style="text-align: center;"><b>Azienda Sanitaria Provinciale Enna</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TAMPONE CONGIUNTIVALE</b></p> <p style="text-align: center;">MOD11/DIPS/PATC/PG002</p>	<p style="text-align: right;">v. 0.0</p> <p style="text-align: right;">20/10/2021</p> <p style="text-align: right;">Pagina 1 di 1</p>
---	---	---

**MATERIALE PER LA RACCOLTA:** Tampone sterile con terreno di trasporto

**MODALITÀ DI PRELIEVO:** Il prelievo deve essere eseguito prima di qualsiasi applicazione antibiotica o di trattamenti anestetici. Il prelievo deve avvenire con tampone sterile inumidito in precedenza con soluzione fisiologica sterile, raccogliendo le secrezioni.

**INVIO E CONSERVAZIONE:** Consegnare il campione al Laboratorio rispettando gli orari di consegna. E' possibile conservare il tampone in frigorifero fino a 24 ore.