

	<p style="text-align: center;">Azienda Sanitaria Provinciale Enna</p> <p style="text-align: center;">TAMPONE VAGINALE / RETTALE</p> <p style="text-align: center;">MOD11/DIPS/PATC/PG002</p>	<p style="text-align: center;">v. 0.0</p> <p style="text-align: center;">20/10/2021</p> <p style="text-align: center;">Pagina 1 di 1</p>
---	--	--

SECRETO VAGINALE/ URETRALE

MATERIALE PER LA RACCOLTA: Tampone sterile con terreno di trasporto

MODALITA' DI PRELIEVO Paziente in posizione ginecologica, inserire uno speculum bivalve sterile eventualmente lubrificato, utilizzare il tampone con terreno di trasporto per raccogliere materiale dal fornice posteriore. Note: astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame, cessare qualsiasi terapia antibiotica locale (creme, ovuli, lavande) che generale da una settimana (minimo 3 giorni) aspettare almeno 3-4 giorni dalla fine delle mestruazioni; non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame. Eseguire la normale igiene esterna

INVIO E CONSERVAZIONE: Consegnare il campione al Laboratorio rispettando gli orari di consegna.

SECRETO RETTALE

MATERIALE PER LA RACCOLTA: Tampone sterile con terreno di trasporto

MODALITA' DI PRELIEVO Pulire la zona anale con acqua calda senza usare disinfettanti. Inserire il tampone nel canale rettale per circa 2 cm e lasciarlo in sede per almeno 30 secondi, ruotandolo contro le pareti mucose.

INVIO E CONSERVAZIONE Consegnare il campione al Laboratorio rispettando gli orari di consegna.